

Yere Monte Radyografik Sistemler

US X-RAY
RÖNTGEN A.Ş.

DR-RAD X4-D


EKONOMİK FİYAT İLE MAKSİMUM PERFORMANS
KOMPAKT / MİNİMUM ALAN
ÇOK İŞLEVLİ TASARIM

CE
1639


*Opsiyonel Sabit Masa
Seçeneği ile*



OPSİYONEL DİJİTAL ÜNİTE



Kablolu veya kablosuz Flat
Panel Dedektör Ünitesi ile
Yüksek Görüntü Kalitesi



Profosyonel Görüntü
Elde Etme Yazılımı



Dokunmatkik
Medikal Monitörlü
Son Teknoloji İş İstasyonu

DR-RAD X4-D

EKO-TASARIM



US X-RAY
RÖNTGEN A.Ş.

*Karşı denge ağırlıklı **Tüp statifi** ile dikey ve yatay ekseninde düzgün ve hassas hareketler



*Rahat ve kullanımı kolay olacak şekilde ergonomik olarak tasarlanmış , tüm hareketler tutma kolunda kontrol edilir.

***Otomatik izleme özelliği(opsiyonel)** Akciğer statifinin dikey hareketi ile tüp statifinde bulunan tüp otomatik olarak takip eder.

*Dikey Hareket

Dikey hareket ile basarak ayak çekim imkanı



* Maksimum **80 kW** gücünde yüksek frekanslı **X-ışın Jeneratörü** ile yüksek kararlılıkta

X-ışını elde etme imkanı.

Tek faz ve bataryalı Jeneratörler opsiyonel

D-100 Karayolu Cad. Yenicepınar Köyü
No:40 14240 Merkez/BOLU
(374) 243 92 00 / sale@usx-ray.com

s:2-2