

USX-RAY Taşınabilir  
Radyografik Üniteler

# USX-RAD X6-E

*" Home Care Imaging "*



CE  
1639

EVDE BAKIM HIÇ  
BU KADAR KOLAY  
OLMAMIŞTI

[www.usx-ray.com](http://www.usx-ray.com) / [sale@usx-ray.com](mailto:sale@usx-ray.com)

**US X-RAY**  
RÖNTGEN A.Ş.


## OPSIYONEL DİJİTAL ÜNİTE



Kablosuz Flat Panel  
Dedektör Ünitesi İle Yüksek  
Görüntü Kalitesi



Dijital Opsiyonda Laptop  
kontrol Ünitesi



Profesyonel Görüntü Elde  
Etme Yazılımı



Kolay taşıma çantası



**4/8 kW Yüksek Frekanslı Jeneratör** Tüp  
Ünitesi, Anatomik Program, Monoblok  
Ünite, Led Işıklı Kolimatör.



**Jeneratör Konsolu**, Radyografik  
Gösterge, Kolimatör Işığı, Radyografik  
Parametre Seçimi, Hazırlık ve Şutlama  
Butonu.



Yapısının hafifliği ve farklı radyografik  
konumlara mükemmel uyum sağlayan  
katlanır konumdaki boyutları sayesinde  
büyük taşınabilirliğe sahip isteğe bağlı  
**taşıma ünitesi.**