

USX-RAY Kapasitör Destekli Radyografik Üniteler

**US X-RAY**  
RÖNTGEN A.Ş.

# USX-RAD X6-A

**\* SABİT X-IŞINI VE  
YÜKSEK PERFORMANS İÇİN  
KAPASİTÖR DESTEKLİ MOBİL RÖNTGEN**



**\* KAPASİTÖR DESTEĞİ İLE  
ŞEBEKE DALGALANMALARINDAN  
ETKİLENMEZ !**

*\* Hastane, Ameliyathane, yoğun bakım, Acil ünitelerin ayakta ve yatan hasta bakımı için gerekli manevra kabiliyetini sağlayan mükemmel çözüm.*



**CE**  
1639



[www.usx-ray.com](http://www.usx-ray.com) / [sale@usx-ray.com](mailto:sale@usx-ray.com)

s:1-2

# ERGONOMİ VE KULLANIŞLILIK



Dijital opsiyonda kablosuz Flat Panel Dedektör




Dijital Opsiyonda Laptop kontrol konsolu



**Kapasitör desteği** ile 32kW'a kadar yüksek güç, APR'li kontrol konsolu ile tam jeneratör kontrolü, ön fren tutamağı ile benzersiz sürüş deneyimi, dedektör/kaset taşıma kabini, Teleskoik kol ve tüp kolimatör ünitesi tutamakları ile kolay hareket yüksek erişim imkanı.



**± 317° rotasyon hareketi** yapabilen teleskopik kolon sayesinde her tür hastaya kolay erişim



Dijital opsiyonda profesyonel görüntü elde etme yazılımı ile mükemmel kalitede görüntüler elde edin. Hasta Listesi (worklist) alabilme, **PACS**'e görüntüleri gönderebilme gibi **DICOM fonksiyonları**